












Mopylen® Polypropylen

Sterile Nadel-Faden-Kombination










Needle - suture - combination, sterile

Nadel / needle	Stärke Nr. gauge no.		Länge/length m	Farbe/colour	Best.-Nr. code no.	Pckg.-Inhalt box content in Dtzd./dozen
	metric	USP				
1/2-Kreis Rundkörper = HR,HRS 1/2 circle, round bodied = HR, HRS						
● HR 6 	0.5	7-0	0,30	blau/blue	70233	2
	0.7	6-0	0,30	blau/blue	70234	2
● 2 x HR 6 	0.5	7-0	0,45	blau/blue	70235	2
	0.7	6-0	0,45	blau/blue	70236	2
● HR 8 	0.5	7-0	0,30	blau/blue	70223	2
	0.7	6-0	0,30	blau/blue	70224	2
● 2 x HR 8 	0.5	7-0	0,45	blau/blue	70225	2
	0.7	6-0	0,45	blau/blue	70226	2
● HR 10 	0.7	6-0	0,45	blau/blue	70230	3
● 2 x HR 10 	0.7	6-0	0,75	blau/blue	70231	3
● HR 12 	1	5-0	0,75	blau/blue	70232	3
● 2 x HR 12 	0.7	6-0	0,75	blau/blue	7022	3
	1	5-0	0,75	blau/blue	7023	3
	1.5	4-0	0,90	blau/blue	7024	3
● 2 x HR 15 	0.7	6-0	0,75	blau/blue	7025	3
	1	5-0	0,75	blau/blue	7026	3
	0.7	6-0	4 x 0,75	blau/blue	L 70237	1
	1	5-0	4 x 0,75	blau/blue	Multi-L-Pack L 70238	1
● HR 17 	1	5-0	0,75	blau/blue	7027	3
	1.5	4-0	0,75	blau/blue	7028	3
	2	3-0	0,75	blau/blue	7029	3
● 2 x HR 17 	1	5-0	0,90	blau/blue	70210	3
	1.5	4-0	0,90	blau/blue	70211	3
	2	3-0	0,90	blau/blue	70212	3

Mopylen® Polypropylen

Sterile Nadel-Faden-Kombination













Needle - suture - combination, sterile

Nadel / needle	Stärke Nr. gauge no.		Länge/length m	Farbe/colour	Best.-Nr. code no.	Pckg.-Inhalt box content in Dtzd./dozen
	metric	USP				
● HR 22 	1.5	4-0	0,75	blau/blue	70213	3
	2	3-0	0,75	blau/blue	70214	3
● 2 HR 22 	1.5	4-0	0,90	blau/blue	70215	3
	2	3-0	0,90	blau/blue	70216	3
● HR 27 	2	3-0	0,75	blau/blue	70217	3
	3	2-0	0,75	blau/blue	70218	3
	3.5	0	0,75	blau/blue	70219	3
● 2 x HR 27 	1.5	4-0	0,90	blau/blue	70220	3
	2	3-0	0,90	blau/blue	70221	3
	3	2-0	0,90	blau/blue	70222	3
	1.5	4-0	1,20	blau/blue	70239	3
	2	3-0	1,20	blau/blue	70240	3
● HRS 27 	3	2-0	0,75	blau/blue	7031	3
	3.5	0	0,75	blau/blue	7032	3
● HRS 35 	3	2-0	0,75	blau/blue	7033	3
	3.5	0	0,75	blau/blue	7034	3
	4	1	0,75	blau/blue	7035	3
1/2-Kreis schneidende Rundkörper = HRT 1/2 circle trocar point, round bodied, = HRT						
▼ HRT 18 	1	5-0	0,75	blau/blue	7061	3
	1.5	4-0	0,75	blau/blue	7062	3
	2	3-0	0,75	blau/blue	7063	3
▼ 2 x HRT 18 	1	5-0	0,90	blau/blue	70612	3
	1.5	4-0	0,90	blau/blue	7064	3
	2	3-0	0,90	blau/blue	7065	3
	3	2-0	0,90	blau/blue	7066	3
▼ HRT 22 	1.5	4-0	0,75	blau/blue	70613	3
	2	3-0	0,75	blau/blue	70614	3
	3	2-0	0,75	blau/blue	70615	3

Mopylen® Polypropylen

Sterile Nadel-Faden-Kombination











Needle - suture - combination, sterile

Nadel / needle	Stärke Nr. gauge no.		Länge/length m	Farbe/colour	Best.-Nr. code no.	Pckg.-Inhalt box content in Dtzd./dozen
	metric	USP				
▼ 2 x HRT 22 	1.5	4-0	0,90	blau/blue	70616	3
▼ HRT 25 	2	3-0	0,75	blau/blue	7068	3
	3	2-0	0,75	blau/blue	7069	3
▼ 2 x HRT 25 	2	3-0	0,90	blau/blue	70610	3
	3	2-0	0,90	blau/blue	70611	3
3/8-Kreis Rundkörper = DR, DR F <i>3/8 circle, round bodied = DR, DR F</i>						
● DR 5 F 	0.2	10-0	0,15	blau/blue	70726	2
● DR 6 	0.3	9-0	0,15	blau/blue	7072	2
● 2 x DR 6 	0.4	8-0	0,45	blau/blue	7073	2
● 2 x DR 10 	0.7	6-0	4 x 0,75	blau/blue	L 70728 Multi-L-Pack	1
● DR 10 F 	0.5	7-0	0,75	blau/blue	7074	3
	0.7	6-0	0,75	blau/blue	70725	3
● 2 x DR 10 F 	0.5	7-0	0,75	blau/blue	7076	3
	0.7	6-0	0,75	blau/blue	7077	3
	0.5	7-0	4 x 0,75	blau/blue	L 70727 Multi-L-Pack	1
● DR 12 	1	5-0	0,75	blau/blue	7079	3
	1.5	4-0	0,75	blau/blue	70710	3
● 2 x DR 12 	1	5-0	0,75	blau/blue	70712	3
	1.5	4-0	0,75	blau/blue	70713	3
	1	5-0	0,90	blau/blue	70714	3
	1	5-0	4 x 0,90	blau/blue	L 70731 Multi-L-Pack	1
● DR 12 F 	0.7	6-0	0,75	blau/blue	7078	3



Mopylen® Polypropylen

Sterile Nadel-Faden-Kombination

Needle - suture - combination, sterile

Nadel / needle	Stärke Nr. gauge no.		Länge/length m	Farbe/colour	Best.-Nr. code no.	Pckg.-Inhalt box content in Dtzd./dozen
	metric	USP				
● 2 x DR 12 F 	0.7	6-0	0,75	blau/blue	70711	3
	0.7	6-0	4 x 0,75	blau/blue	L 70730 Multi-L-Pack	1
● DR 18 	1	5-0	0,75	blau/blue	70715	3
	1.5	4-0	0,75	blau/blue	70716	3
	2	3-0	0,75	blau/blue	70719	3
● 2 x DR 18 	1	5-0	0,90	blau/blue	70717	3
	1.5	4-0	0,90	blau/blue	70718	3
	2	3-0	0,90	blau/blue	70720	3
<p>3/8-Kreis schneidende Rundkörper = DRT mit PREMIUM-Schliff = DRTM <i>3/8 circle, trocar point, round bodied = DRT PREMIUM cut = DRTM</i></p>						
◊ DRTM 10  PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut	0.5	7-0	0,75	blau/blue	7251	2
	0.7	6-0	0,75	blau/blue	7252	2
◊ 2 x DRTM 10  PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut	0.5	7-0	0,75	blau/blue	7253	2
	0.7	6-0	0,75	blau/blue	7256	2
▼ DRT 12 	0.7	6-0	0,75	blau/blue	7081	3
	1	5-0	0,75	blau/blue	7082	3
▼ 2 x DRT 12 	0.7	6-0	0,75	blau/blue	7083	3
	1	5-0	0,75	blau/blue	7084	3
◊ DRTM 12  PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut	0.7	6-0	0,75	blau/blue	7258	2
◊ 2 x DRTM 12  PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut	0.7	6-0	0,45	blau/blue	72511	2
	0.7	6-0	0,75	blau/blue	72510	2
	1	5-0	0,75	blau/blue	72512	2
	1	5-0	0,90	blau/blue	7259	2
▼ DRT 18 	1	5-0	0,75	blau/blue	7088	3
	1.5	4-0	0,75	blau/blue	7089	3
	2	3-0	0,75	blau/blue	70810	3









Mopylen® Polypropylen
 Sterile Nadel-Faden-Kombination
 Needle - suture - combination, sterile

Nadel / needle	Stärke Nr. gauge no.		Länge/length m	Farbe/colour	Best.-Nr. code no.	Pckg.-Inhalt box content in Dtzd./dozen
	metric	USP				
Gerade Rundkörper = GR <i>Straight round bodied = GR</i>						
● 2 x GR 20 	1.5	4-0	0,35	blau/blue	7091	3
● 2 x GR 45 	2	3-0	0,35	blau/blue	7092	3
● 2 x GR 65 	3	2-0	0,75	blau/blue	7094	3
Sehnenauszieh-Naht nach BUNNEL <i>BUNNEL's Tendon Suture</i>						
● 2 x GR 45 	2	3-0	0,35	blau/blue	BU 7093	1
▼ DS 27  Zubehör: Je 2 Silikon-Gummi-, Polyesterscheiben (1 Loch und 2 Loch) und Aluplomben <i>Incl. 4 buttons</i>			Schlinge loop 0,20			
Gerade schneidende Rundkörper = GRT <i>Straight, trocar point, round bodied = GRT</i>						
▼ 2 x GRT 40 	1.5	4-0	0,35	blau/blue	7102	3

Mopylen® Polypropylen

Sterile Nadel-Faden-Kombination










Needle - suture - combination, sterile

Nadel / needle	Stärke Nr. gauge no.		Länge/length m	Farbe/colour	Best.-Nr. code no.	Pckg.-Inhalt box content in Dtzd./dozen
	metric	USP				
Sehnenauszieh-Naht nach BUNNEL <i>BUNNEL's Tendon Suture</i>						
2 x GRT 40 	1.5	4-0	0,35	blau/blue	BU 7104	1
DS 24 	Schlinge loop		0,20			
Zubehör: Je 2 Silikon-Gummi-, Polyesterscheiben (1 Loch und 2 Loch) und Aluplomben <i>Incl. 4 buttons</i>						
1/2-Kreis schneidende = HS, mit PREMIUM-Schliff = HSM <i>1/2 circle, reverse cutting = HS, PREMIUM cut = HSM</i>						
HSM 17  PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut	1.5	4-0	0,45	blau/blue	7126	3
HS 18 	2	3-0	0,45	blau/blue	7111	3
HS 27 	3	2-0	0,75	blau/blue	7112	3
	3.5	0	0,75	blau/blue	7113	3
3/8-Kreis schneidende = DS, DS F, mit PREMIUM-Schliff = DSM, DSM F, DSMF, DSMFX <i>3/8 circle, trocar point = DS, DS F PREMIUM cut = DSM, DSM F, DSMF, DSMFX</i>						
DSM 7  PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut	0.5	7-0	0,45	blau/blue	7151	3
	0.7	6-0	0,45	blau/blue	71525	3
DSM 11  PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut	0.5	7-0	0,45	blau/blue	71526	3
	0.7	6-0	0,45	blau/blue	7152	3
	1	5-0	0,45	blau/blue	7153	3
DSMF 11  PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut	0.7	6-0	0,45	blau/blue	7221	3

Mopylen® Polypropylen

Sterile Nadel-Faden-Kombination







Needle - suture - combination, sterile

Nadel / needle	Stärke Nr. gauge no.		Länge/length m	Farbe/colour	Best.-Nr. code no.	Pckg.-Inhalt box content in Dtzd./dozen	
	metric	USP					
▼ DS 13 	1	5-0	0,45	blau/blue	7141	3	
	1.5	4-0	0,45	blau/blue	7142	3	
▽ DSM 13  PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut	0.7	6-0	0,45	blau/blue	7155	3	
	1	5-0	0,45	blau/blue	7156	3	
	1.5	4-0	0,45	blau/blue	7157	3	
▽ DSMF 13  PREMIUM-Schliff "fein" / PREMIUM cut "fine"	0.7	6-0	0,45	blau/blue	7222	3	
	1	5-0	0,45	blau/blue	7223	3	
	1.5	4-0	0,45	blau/blue	72215	3	
▽ DSMFX 13  PREMIUM-Schliff Spitze "fein" / PREMIUM cut point "fine"	1	5-0	0,45	blau/blue	72219	3	
▼ DS 16 	1	5-0	0,45	blau/blue	7145	3	
	1.5	4-0	0,45	blau/blue	71446	3	
	1.5	4-0	0,60	blau/blue	71435	2	
				mit Intrakutanzubehör Intracutaneous suture			
▽ DSM 16  PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut	0.7	6-0	0,45	blau/blue	71530	3	
	1	5-0	0,45	blau/blue	71510	3	
	1.5	4-0	0,45	blau/blue	71511	3	
	1.5	4-0	0,60	blau/blue	71532	2	
				mit Intrakutanzubehör Intracutaneous suture			
▽ DSMF 16  PREMIUM-Schliff "fein" / PREMIUM cut "fine"	1	5-0	0,45	blau/blue	7229	3	
	1.5	4-0	0,45	blau/blue	72210	3	
▼ DS 18 	1	5-0	0,45	blau/blue	7147	3	
	1.5	4-0	0,45	blau/blue	7148	3	
	2	3-0	0,45	blau/blue	7149	3	
	1.5	4-0	0,75	blau/blue	71410	3	
	2	3-0	0,75	blau/blue	71411	3	
	1.5	4-0	0,60	blau/blue	71439	2	
					mit Intrakutanzubehör Intracutaneous suture		
	2	3-0	0,60	blau/blue	71440	2	
				mit Intrakutanzubehör Intracutaneous suture			
▼ DS 18 F 	1.5	4-0	0,75	blau/blue	71436	3	
	1.5	4-0	0,75	blau/blue	71437	3	

Mopylen® Polypropylen

Sterile Nadel-Faden-Kombination








Needle - suture - combination, sterile

Nadel / needle	Stärke Nr. gauge no.		Länge/length m	Farbe/colour	Best.-Nr. code no.	Pckg.-Inhalt box content in Dtzd./dozen
	metric	USP				
 DSM 18 PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut	1	5-0	0,45	blau/blue	71512	3
	1.5	4-0	0,45	blau/blue	71513	3
	2	3-0	0,45	blau/blue	71514	3
	3	2-0	0,45	blau/blue	71515	3
	1.5	4-0	0,75	blau/blue	71516	3
	2	3-0	0,75	blau/blue	71517	3
	3	2-0	0,75	blau/blue	71518	3
	1.5	4-0	0,60	blau/blue	71533	2
					mit Intrakutanzubehör Intracutaneous suture	
	2	3-0	0,60	blau/blue	71534	2
				mit Intrakutanzubehör Intracutaneous suture		
 DSM 18 F PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut	1.5	4-0	0,45	blau/blue	71550	3
	1.5	4-0	0,75	blau/blue	71551	3
 DSMF 18 PREMIUM-Schliff "fein" / PREMIUM cut "fine"	1	5-0	0,45	blau/blue	7225	3
	1.5	4-0	0,45	blau/blue	7226	3
	2	3-0	0,45	blau/blue	7227	3
	1.5	4-0	0,75	blau/blue	72216	3
	2	3-0	0,75	blau/blue	72217	3
 DSMFX 18 PREMIUM-Schliff Spitze "fein" / PREMIUM cut point "fine"	1.5	4-0	0,45	blau/blue	72220	3
 DS 21	1.5	4-0	0,45	blau/blue	71427	3
	2	3-0	0,45	blau/blue	71428	3
	3	2-0	0,45	blau/blue	71429	3
	1.5	4-0	0,75	blau/blue	71430	3
	2	3-0	0,75	blau/blue	71431	3
	3	2-0	0,75	blau/blue	71432	3
 DSM 21 PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut	1.5	4-0	0,45	blau/blue	71536	3
	2	3-0	0,45	blau/blue	71537	3
	3	2-0	0,45	blau/blue	71538	3
	1.5	4-0	0,75	blau/blue	71539	3
	2	3-0	0,75	blau/blue	71540	3
	3	2-0	0,75	blau/blue	71541	3

Mopylen® Polypropylen

Sterile Nadel-Faden-Kombination









Needle - suture - combination, sterile

Nadel / needle	Stärke Nr. gauge no.		Länge/length m	Farbe/colour	Best.-Nr. code no.	Pckg.-Inhalt box content in Dtzd./dozen	
	metric	USP					
▼ DS 24 	1.5	4-0	0,45	blau/blue	71414	3	
	2	3-0	0,45	blau/blue	71415	3	
	3	2-0	0,45	blau/blue	71425	3	
	2	3-0	0,75	blau/blue	71416	3	
	3	2-0	0,75	blau/blue	71426	3	
	2	3-0	0,60	blau/blue	71442	2	
					mit Intrakutanzubehör <i>Intracutaneous suture</i>		
	3	2-0	0,60	blau/blue	71443	2	
				mit Intrakutanzubehör <i>Intracutaneous suture</i>			
▽ DSM 24  PREMIUM-Schliff / <i>PREMIUM cut</i>	1.5	4-0	0,45	blau/blue	71520	3	
	2	3-0	0,45	blau/blue	71521	3	
	3	2-0	0,45	blau/blue	71522	3	
	1.5	4-0	0,75	blau/blue	71531	3	
	2	3-0	0,75	blau/blue	71523	3	
	3	2-0	0,75	blau/blue	71524	3	
	2	3-0	0,60	blau/blue	71535	2	
					mit Intrakutanzubehör <i>Intracutaneous suture</i>		
3	2-0	0,60	blau/blue	71554	2		
				mit Intrakutanzubehör <i>Intracutaneous suture</i>			
▽ DSMF 24  PREMIUM-Schliff "fein" / <i>PREMIUM cut "fine"</i>	1.5	4-0	0,45	blau/blue	72211	3	
	2	3-0	0,45	blau/blue	72212	3	
	3	2-0	0,45	blau/blue	72213	3	
	2	3-0	0,75	blau/blue	72218	3	
▽ DSMFX 24  PREMIUM-Schliff Spitze "fein" / <i>PREMIUM cut point "fine"</i>	2	3-0	0,45	blau/blue	72221	3	
▼ DS 27 	3	2-0	0,45	blau/blue	71418	3	
	3	2-0	0,75	blau/blue	71433	3	
▽ DSM 27  PREMIUM-Schliff / <i>PREMIUM cut</i>	3	2-0	0,45	blau/blue	71542	3	
	3	2-0	0,75	blau/blue	71543	3	
▼ DS 30 	3	2-0	0,45	blau/blue	71421	3	
	3.5	0	0,45	blau/blue	71422	3	
	1.5	4-0	0,75	blau/blue	71419	3	
	2	3-0	0,75	blau/blue	71420	3	
	3	2-0	0,75	blau/blue	71424	3	

Mopylen® Polypropylen

Sterile Nadel-Faden-Kombination

Needle - suture - combination, sterile

Nadel / needle	Stärke Nr. gauge no.		Länge/length m	Farbe/colour	Best.-Nr. code no.	Pckg.-Inhalt box content in Dtzd./dozen
	metric	USP				
▼ DSM 30  PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut	2	3-0	0,75	blau/blue	71544	3
	3	2-0	0,75	blau/blue	71546	3
	3.5	0	0,45	blau/blue	71547	3
▼ DSMFX 30  PREMIUM-Schliff Spitze "fein" / PREMIUM cut point "fine"	2	3-0	0,75	blau/blue	72222	3
	3	2-0	0,75	blau/blue	72223	3
▼ DS 40 	3	2-0	0,75	blau/blue	71434	3
	3.5	0	0,75	blau/blue	71423	3
▼ DSM 40  PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut	3.5	0	0,75	blau/blue	71549	3
1/2-Kreis gebogen außen schneidende = KS <i>1/2 circle, curved, reverse cutting = KS</i>						
▼ KS 20 	2	3-0	0,45	blau/blue	7181	3
Gerade schneidende = GS <i>Straight, cutting = GS</i>						
▼ GS 12 	1.5	4-0	0,45	blau/blue	7171	3
▼ GS 60 	2	3-0	0,75	blau/blue	7172	3
Gerade Spatula, PREMIUM-Schliff = GRPM <i>Straight, spatulated, PREMIUM cut = GRPM</i>						
▼ 2 x GRPM 16  PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut	0.2	10-0	0,20	blau/blue	7261	2