







PGA Resoquick Polyglykolsäure

Sterile Nadel-Faden-Kombination







Needle - suture - combination, sterile

Nadel / needle	Stärke Nr. gauge no.		Länge/length m	Farbe/colour	Best.-Nr. code no.	Pckg.-Inhalt box content in Dtzd./dozen
	metric	USP				
1/2-Kreis Rundkörper = HR, HRS <i>1/2 circle, round bodied = HR, HRS</i>						
● HRS 40 	3.5	0	0,90	ungefärbt/ undyed	PR30313	2
	4	1	0,90	ungefärbt/ undyed	PR30314	2
● HRS 48 	4	1	0,90	ungefärbt/ undyed	PR30317	2
1/2-Kreis schneidende Rundkörper (Diamond-Spitze) = HRT <i>1/2 circle round bodied, trocar point = HRT</i>						
⊕ HRT 25 A  <i>Abziehnadel / control release needle</i>	2	3-0	5 x 0,45	ungefärbt/ undyed	PR30605	2
⊕ HRT 35 	3	2-0	0,90	ungefärbt/ undyed	PR30608	2
	3.5	0	0,90	ungefärbt/ undyed	PR30609	2
	4	1	0,90	ungefärbt/ undyed	PR30610	2
1/2-Kreis schneidende = HS <i>1/2 circle, reverse cutting = HS</i>						
▼ HS 18 	1.5	4-0	0,45	ungefärbt/ undyed	PR31103	2
	2	3-0	0,45	ungefärbt/ undyed	PR31104	2
▼ HS 22 	2	3-0	0,45	ungefärbt/ undyed	PR31107	2
	3	2-0	0,45	ungefärbt/ undyed	PR31108	2

PGA Resoquick Polyglykolsäure

Sterile Nadel-Faden-Kombination









Needle - suture - combination, sterile

Nadel / needle	Stärke Nr. gauge no.		Länge/length m	Farbe/colour	Best.-Nr. code no.	Pckg.-Inhalt box content in Dtzd./dozen
	metric	USP				
5/8-Kreis Rundkörper = FR 5/8 circle, round bodied = FR						
● FR 35 	3	2-0	0,70	ungefärbt/ undyed	PR30103	2
1/2-Kreis Rundkörper = HR, HRS 1/2 circle, round bodied = HR, HRS						
● HR 17 	1	5-0	0,70	ungefärbt/ undyed	PR30203	2
	1.5	4-0	0,70	ungefärbt/ undyed	PR30204	2
	2	3-0	0,70	ungefärbt/ undyed	PR30205	2
● HR 22 	1.5	4-0	0,70	ungefärbt/ undyed	PR30208	2
	2	3-0	0,70	ungefärbt/ undyed	PR30209	2
	3	2-0	0,70	ungefärbt/ undyed	PR30210	2
● HR 27 	1.5	4-0	0,70	ungefärbt/ undyed	PR30213	2
	2	3-0	0,70	ungefärbt/ undyed	PR30214	2
	3	2-0	0,70	ungefärbt/ undyed	PR30215	2
	3.5	0	0,70	ungefärbt/ undyed	PR30216	2
● HRS 27 	3	2-0	0,70	ungefärbt/ undyed	PR30303	2
	3.5	0	0,70	ungefärbt/ undyed	PR30304	2
	4	1	0,70	ungefärbt/ undyed	PR30305	2
● HRS 35 	3	2-0	0,90	ungefärbt/ undyed	PR30308	2
	3.5	0	0,90	ungefärbt/ undyed	PR30309	2
	4	1	0,90	ungefärbt/ undyed	PR30310	2

PGA Resoquick Polyglykolsäure

Sterile Nadel-Faden-Kombination


Needle - suture - combination, sterile

Nadel / needle	Stärke Nr. gauge no.		Länge/length m	Farbe/colour	Best.-Nr. code no.	Pckg.-Inhalt box content in Dtzd./dozen
	metric	USP				
3/8-Kreis schneidende = DS mit PREMIUM-Schliff = DSM <i>3/8 circle, reverse cutting = DS PREMIUM cut = DSM</i>						
 DSM 11 PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut	0.7	6-0	0,45	ungefärbt/ undyed	PR31502	2
 DSM 13 PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut	1	5-0	0,45	ungefärbt/ undyed	PR31504	2
	1.5	4-0	0,45	ungefärbt/ undyed	PR31505	2
 DS 18	1	5-0	0,45	ungefärbt/ undyed	PR31405	2
	2	3-0	0,45	ungefärbt/ undyed	PR31408	2
 DS 18 F	1.5	4-0	0,45	ungefärbt/ undyed	PR31410	2
 DSM 18 F PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut	1.5	4-0	0,45	ungefärbt/ undyed	PR31516	2
	1.5	4-0	0,70	ungefärbt/ undyed	PR31517	2
 DSM 18 PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut	1.5	4-0	0,70	ungefärbt/ undyed	PR31509	2
	2	3-0	0,45	ungefärbt/ undyed	PR31510	2
	2	3-0	0,70	ungefärbt/ undyed	PR31511	2
 DS 24	2	3-0	0,45	ungefärbt/ undyed	PR31420	2
	2	3-0	0,70	ungefärbt/ undyed	PR31421	2
	3	2-0	0,45	ungefärbt/ undyed	PR31422	2
 DSM 24 PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut	2	3-0	0,45	ungefärbt/ undyed	PR31520	2
	2	3-0	0,70	ungefärbt/ undyed	PR31521	2
	3	2-0	0,45	ungefärbt/ undyed	PR31522	2
	3	2-0	0,70	ungefärbt/ undyed	PR31523	2

PGA Resoquick Polyglykolsäure

Sterile Nadel-Faden-Kombination

Needle - suture - combination, sterile

	Stärke Nr. gauge no.		Länge/length m	Farbe/colour	Best.-Nr. code no.	Pckg.-Inhalt box content in Dtzd./dozen
	metric	USP				
Gerade schneidende = GS <i>straight, cutting = GS</i>						
▼ GS 12 	1.5	4-0	0,45	ungefärbt/ <i>undyed</i>	PR31703	2

PGA Resoquick Polyglykolsäure

Einzelfadenpackungen, steril in vorgeschnittenen Längen

Sterile pre-cut suture, non-needled

Stärke Nr. gauge no.		Länge/length m	Farbe/colour	Best.-Nr. code no.	Pckg.-Inhalt box content in Dtzd./dozen
metric	USP				
2	3-0	3 x 0,45	ungefärbt/ undyed	PW 433	2
3	2-0	3 x 0,45	ungefärbt/ undyed	PW 533	2
3.5	0	3 x 0,45	ungefärbt/ undyed	PW 633	2
2	3-0	6 x 0,45	ungefärbt/ undyed	PW 465	2
3	2-0	6 x 0,45	ungefärbt/ undyed	PW 565	2
3.5	0	6 x 0,45	ungefärbt/ undyed	PW 665	2
4	1	6 x 0,45	ungefärbt/ undyed	PW 765	2
3	2-0	2 x 0,70	ungefärbt/ undyed	PW 520	2
3.5	0	2 x 0,70	ungefärbt/ undyed	PW 620	2
4	1	2 x 0,70	ungefärbt/ undyed	PW 720	2